



high quality consumables for Inorganic elemental analysis



Lista produktów ~ Leco CS230/200/300

Odczynniki chemiczne

nr kat	Opis	OEM #
B1520	Celuloza 454g	764-098
B1513	Akcelerator miedziany 227 g	501-264
B1505	EMACEL - Wolfram 2,5 kg	763-266
B1501	EMACEL - Wolfram 13,6 kg	763-026
B1503	EMACEL II HP - Wolfram / Cyna 2,5 kg	501-008
B1504	EMACEL II HP - Wolfram / Cyna 13,6 kg	502-297
B1502	EMACEL II HP - Wolfram / Cyna HP 750 g	502-173
B1506	EMACEL III - Wolfram 13,6 kg	763-027
B1500	EMACEL III Wolfram 2,5 kg	763-263
B1161	EMADrone 454 g nadchloran magnezu	501-171 501-171-HAZ
B1162	EMASorb 500 g wrotlenek sodu granulacja 14 do 25	502-174 502-174-HAZ
B1164	EMASorb 500 g wrotlenek sodu granulacja 7 do 14	502-176
B1166	Wełna szklana 454g	501-081
B1167	Wełna szklana 227 g	763-265
B1266	Wełna szklana 454g	501-081
B1267	Wełna szklana 227 g	763-265
B1195	Akcelerator Iron Chip 908 g	501-077
B1510	Akcelerator Iron Chip wysokiej czystości 454 g	501-673 502-231
B1509	Akcelerator Iron Chip 11,35 kg	763-467
B1518	Platyna na kwarcu 15 g	501-587
B1102	Wełna kwarcowa 50 g	502-177 502-314

Tygle ceramiczne

Cat #	Description	OEM #
C4500	Tygle ceramiczne, opakowanie 1000 sztuk	528-018
C4503	Tygle ceramiczne, opakowanie 500 sztuk	528-050
C4516	Tygiel cemiczny, opakowanie 500 szt	528-018

Materiały odniesienia

Cat #	Description	OEM #
B2711	Wzorzec żeliwo 2,95% C 0,042% S opakowanie 150 g	-
B2710	Wzorzec żeliwo 3,26% C 0,021% S opakowanie 150 g	-
B2712	Wzorzec żeliwo 3,28% C 0,055% S opakowanie 150 g	-
B2713	Wzorzec żeliwo 3,38% C 0,049% S opakowanie 250 g	-
B2714	Wzorzec żeliwo 3,92% C 0,075% S opakowanie 250 g	-

B2716	Wzorzec ruda 1,42% C 1,33% S opakowanie 30 g	-
B2717	Wzorzec ruda 4,35% C 4,01% S opakowanie 30 g	-
B2718	Wzorzec ruda 7,32% C 3,24% S opakowanie 30 g	-
B2512	Wzorzec pierścień 0.5 g 0,016% C 0,262% S opakowanie 250 g	-
B2511	Wzorzec pierścień 0.5 g 0,064% C 0,278% S opakowanie 250 g	-
B2510	Wzorzec pierścień 0.5 g 2,41% C 0,091% S opakowanie 250 g	-
B2522	Wzorzec pin 1 g 0,0055% C 0,0027% S opakowanie 454 g	-
B2521	Wzorzec pin 1 g 0,0236% C 0,0246% S opakowanie 454 g	-
B2514	Wzorzec pin 1 g 0,0531% C 0,0344% S opakowanie 454 g	501-675
B2520	Wzorzec pin 1 g 0,109% C 0,0047% S opakowanie 454 g	501-676
B2518	Wzorzec pin 1 g 0,134% C 0,229% S opakowanie 454 g	-
B2515	Wzorzec pin 1 g 0,192% C 0,0195% S opakowanie 454 g	-
B2516	Wzorzec pin 1 g 0,433% C 0,0123% S opakowanie 454 g	501-678
B2523	Wzorzec pin 1 g 0,724% C 0,0234% S opakowanie 454 g	-
B2517	Wzorzec pin 1 g 0,724% C 0,0234% S opakowanie 454 g	501-679
B2519	Wzorzec pin 1 g 0,931% C 0,0024% S opakowanie 454 g	-
B2513	Wzorzec pin 1 g C = 0,0161 %, siarki = 0,0018% opakowanie 454 g	501-674
B2506	Wzorzec pierścień 1 g 0,016% C 0,003% S opakowanie 454 g	-
B2502	Wzorzec pierścień 1 g 0,160% C 0,0219% S opakowanie 454 g	501-503
B2508	Wzorzec pierścień 1 g 0,272% C 0,0215% S opakowanie 454 g	-

Lista produktów ~ Leco CS230/200/300

B2503	Wzorzec pierścieni 1 g 0,429% C 0,0097% opakowanie 454 g	501-504	C4054	Rura spalań	772-905
B2507	Wzorzec pierścieni 1 g 0,546% C 0,0082% S opakowanie 454 g	-	C4037	Rurka skrubera pieca	601-390
B2504	Wzorzec pierścieni 1 g 0,658% C 0,0109% S opakowanie 454 g	501-505	C4060	Łyzeczka szklana	503-032
B2505	Wzorzec pierścieni 1 g 0,799% C 0,012% S opakowanie 454 g	501-506	C4315	Rurka odczynników	771-373
B2501	Wzorzec pierścieni 1 g C = 0,0363% S = 0,0174% C = 363 ppm S = 174 ppm opakowanie 454 g	501-502			
B2800	Wzorzec węgiel wolframu 6,13% C 0,0055% S 6 opakowanie 100 g	501-123			
B2715	Wzorzec żelazo 0,0007% C 0,0011% S opakowanie 150 g	-			

O-ringi i pozostałe akcesoria

nr kat	Opis	OEM #
E2740	Szczotka	604-163
E2471	Szczypce do tygli	761-929
E2439	Taca na tygle	501-265
E2752	Filtr metalowy	778-596
E2488	Filtr siatkowy	773-311
E2795	Szczotka do pieca	610-735
E2765	Cewka indukcyjna	776-129
E2727	Lanca	789-115
E2751	Lanca	789-118
E2728	Przyrząd do czyszczenia lancy	772-381
E2473	Miarka metalowa	773-579
E1303	O-ring	601-920 619-591-755 619-592-926
E1304	O-ring	604-172
E1308	O-ring	762-058
E1314	O-ring	781-424
E1110	O-ring	772-520
E1111	O-ring	772-738
E1122	O-ring	771-991
E1113	O-ring	773-141 773-320
E1170	O-ring	605-520-087
E2497	Lampa oscylatora	771-354
E2726	Adapter piedestału	605-814
E2235	Filtr wtórny	775-306
E2466	Piedestał	605-816
E2158	Smar silikonowy 100 g	501-241
E2039	Płyn do wykrywania nieszczelności 236ml	502-213
E2182	Złączka mosiądz	773-661
E2468	Pęseta	760-138
E2460	Szczotka drucziana	501-082

Rury szklane, kwarcowe i spalań

nr kat	Opis	OEM #
C4032	Rurka odczynnika	771-030
C4318	Rura katalizatora	772-739

Jakość:

Wszystkie nasze towary są wyprodukowane zgodnie z ISO9001:2015

Brak produktu?

Jeśli nie potrafisz Państwo znaleźć pożądanej części prosimy o kontakt. Przedstawiona lista zawiera jedynie podstawowe materiały eksploatacyjne i części zamienne.

Oznaczenie OEM (numer katalogowy producenta analizatora):

Użycie numerów OEM zostało wykorzystane w celach informacyjnych i nie oznacza, że materiały zostały wytworzone przez producenta analizatora. Wszystkie produkty firmy EVAL posiadają wysoką jakość i są w pełni kompatybilne z posiadanym przez Państwa urządzeniem. Prawa do wszystkich innych znaków towarowych są uznawane.